

Tratamiento

El peine anti-piojos eléctrico **LCS** de **MEDISANA** elimina eficazmente los piojos (sin utilizar productos químicos). Produce una tensión entre los dientes que al contacto mata instantáneamente tanto a los huevos como a los piojos. La aplicación de tensión eléctrica es tan reducida que es totalmente inocua y no es perceptible para el usuario. Al mismo tiempo se indica la actividad del peine mediante un sonido. Funciona con pilas AA convencionales.

El peine anti-piojos eléctrico **MEDISANA LCS** es adecuado tanto para adultos como para niños mayores de 3 años. El peine también es adecuado para utilizarlo en animales domésticos como perros y gatos.

1. El peine anti-piojos eléctrico **LCS** sólo puede utilizarse sobre el cabello seco. Desenrede el cabello y elimine cualquier tipo de nudo o trezado antes de utilizar el peine.
2. Para encender el aparato desplace el interruptor de CON./DESCON. hacia delante / arriba. Un zumbido indica que el aparato está funcionando.
3. Disponga el aparato en un ángulo de 45°–90° y guíe el pelo lentamente a través del pelo.
4. Mientras peina el pelo, el zumbido desaparece momentáneamente cada vez que se elimina un piojo o huevo. Si el zumbido no reaparece, los dientes del peine están llenos. Desconecte el peine. Utilice entonces el pequeño cepillo limpiador, que se encuentra incorporado en el extremo del mango para limpiar los dientes. Seguidamente puede continuar la aplicación. Tómese el tiempo necesario para peinar el cabello minuciosamente.
5. No olvide desconectar el aparato y limpiarlo a fondo después de utilizarlo. Cuando no utilice el aparato, coloque siempre la caperuza protectora sobre éste para protegerlo.
6. Debido a que el peine anti-piojos eléctrico **MEDISANA LCS** mata sobre todo los piojos adultos, debe continuar con la aplicación diaria durante unas dos semanas todavía para asegurarse de eliminar todos los piojos.
7. Para prevenir una nueva infestación se recomienda utilizar el peine anti-piojos eléctrico una vez a la semana como control o como medida preventiva.

- La utilización del peine anti-piojos eléctrico puede complementarse con la aplicación de productos químicos. En casos especiales debe consultar a un médico. Tenga en cuenta que los medicamentos sólo pueden adquirirse en farmacias y en ocasiones sólo con receta médica. En principio sólo deben utilizarse productos químicos cuando existe realmente una infestación de piojos, debido a los efectos secundarios que pueden producir. Un médico puede comprobarlo y proporcionarle consejos para el tratamiento. Los piojos pueden sobrevivir en la ropa por un breve período de tiempo. Por ello, en caso de infestación por piojos deben limpiarse los artículos que hayan estado en contacto con la cabeza. Con todo, esta medida sólo complementa el tratamiento de las personas afectadas. No se puede evitar una nueva infestación por piojos "sólo mediante lavado o limpieza". Cuando, por ejemplo, gorras, bufandas, sábanas, fundas de almohadas, toallas o peluches han estado en contacto con los piojos, deben lavarse al menos a 60 °C o introducirse en la secadora durante diez minutos. En caso de duda o cuando no sea posible lavarlos, puede introducir los artículos en cuestión en una bolsa de plástico completamente estanca y dejarlos a temperatura ambiente durante dos semanas, o almacenarlos un día entero a -15 °C en el congelador.

Contraindicaciones

El aparato no es adecuado para niños menores de 3 años. Un adulto debe vigilar a los niños mientras utilizan el peine anti-piojos eléctrico. Si lleva usted un marcapasos, prótesis en articulaciones o implantes electrónicos, consulte previamente con su médico. No se recomienda utilizar este aparato a personas que sufren epilepsia o enfermedades cardíacas. No utilice el aparato sobre piel desgarrada o dañada.

Utilice el aparato **sólo sobre pelo seco y peinado.**

- **Es imprescindible que al utilizar el peine anti-piojos eléctrico evite el contacto directo de éste con las orejas, los ojos y la boca. En caso de tocar las púas metálicas puede producirse un impulso eléctrico doloroso, aunque sin peligro alguno en cualquier caso.**

Literatura Médica

- Pediculosis de la cabeza J.M. Gairí Tahull, V. Molina Morales, F.A. Moraga Llop, X. Viñallonga Sardá,
- Combing and combating head lice Martín Dawes 331.7513.362 2005;331;362-363 *BMJ*

PEINE ELECTRICO ANTIPIOJOS LCS

40 15588 41000 0



También para mascotas!



(Especificaciones sujetas a mejora sin previo aviso)

Función/Aplicación

La liendreras o peine eléctrico anti-piojos **LCS** de **MEDISANA** elimina eficazmente los piojos sin utilizar productos químicos y sin efectos secundarios. A medida que el peine se desliza sobre el cabello, el peine emite un suave zumbido hasta que encuentra un piojo. En ese momento, se produce una pequeña descarga eléctrica entre los dientes del peine que al contacto con el insecto, lo mata instantáneamente. Igualmente efectivo contra liendres. Producto Médico.

CONTRAINDICACIONES:

- No emplear en niños de menos de 3 años.
- Sólo utilizar con cabello seco
- Evite contacto directo con las orejas, los ojos y la boca
- Personas con marcapasos, implantes metálicos, prótesis o en casos de epilepsia

CONTENIDO

- 1 Peine Eléctrico MEDISANA LCS
- 1 Cepillo para limpieza
- 1 Pila eléctrica tipo AA

Instrucciones en varios idiomas

DATOS TECNICOS

Denominación y modelo: **MEDISANA**
Peine eléctrico anti-piojos **LCS**
Medidas (L x A x A): 173 x 63 x 23 mm
Peso : aprox. 75 g incl. la pila
Certificado Producto Médico CE-0297
Alimentación de corriente: 1,5 V, Pilas (tipo AA, LR 6)
Nº de artículo: 41000
Código EAN: 4015588410000